

Suma Tab

Desinfektionstabletter

Beskrivelse

Suma Tab D4 tab er en koncentreret tablet til desinfektion af alle overflader i fødevarevirksomheder.

Egenskaber

- Koncentreret tablet
- Særlig effektivt desinfektionsmiddel til anvendelse på alle overflader
- Produktet er en stabiliseret klortablet, som er let opløselig i vand og meget effektiv som desinfektionsmiddel over for en lang række mikroorganismer i alle vandforhold

Fordele

- Effektiv over for en lang række mikroorganismer og hjælper til forbedring af hygiejnesikkerheden
- Effektiv ved lave temperaturer og kort kontaktid
- Kan anvendes på alle overflader inklusive aluminium

Brugsanvisning

Dosering

1 tablet pr. 10 ltr. vand svarer til 150 ppm aktivt klor.

Anvendelse

Besmudsede overflader skal altid rengøres med et Diversey rengøringsmiddel samt efterskylles med rent drikkevand inden desinfektion.

Generel desinfektion:

1. Lav en brugsopløsning på 1 tablet i 5 liter håndvarmt vand
2. Brugsopløsning påføres med klud, børste eller moppe
3. Lad virke i 5 min.
4. Efter endt desinfektion skal alle overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer, grundigt efterskylles med drikkevand

Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold.

Tekniske specifikationer


Udseende:	Hvid tablet
pH-værdi i 1% brugsopløsning:	8.0

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af desinfektionsmiddel og polyethylenglycol (hjælpestof).

D4 tab



Suma Tab

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug / specialist.

Opbevaring

Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer.
Må ikke opbevares ved stærke varmekilder samt i direkte sol.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C.

Holdbarhed

Produktet er holdbart 1 år i uåbnet emballage.

Godkendelser

Suma Tab D4 er godkendt af Fødevaredirektoratet under journalnummer FA 4800-362/1

Mikrobiologisk information

Suma Tab D4 Tab opfylder EN 1276 test i en brugsopløsning på 1 tablet/10 liter (150 ppm aktivt klor) i hårdt vand (17 °dH) og let besmudsning (0.03% bovine albumin) og 5 min. kontakttid.

Suma Tab D4 Tab opfylder, i overensstemmelse med EN 13697, test i en brugsopløsning på 2 tabletter/5 liter i hårdt vand (17 °dH) med 5 min. kontakttid.

EST suspension test:

Fødevarehygiejne: 1 tablet i 5 ltr. vand opfylder EST suspension test for fødevarehygiejne med kontakttid på 5 min.

Klinisk hygiejne: 1 tablet i 5 ltr. vand opfylder EST suspension test for hospitalshygiejne med kontakttid på 5 min.

Mycobactericidal test: 1 tablet i 1 ltr.vand viste 5 log reduktion på Mycobacterium terrae-stammer med 5 min. kontakttid.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7514146	4x300 stk.	Æske

Diversey

Teglbuen 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.diversey.dk